



Cadre réservé au laboratoire

Service :
Date et heure de dernière désinfection :
Date et heure de prélèvement :
Nom et qualité du préleveur :

NATURE DU PRELEVEMENT

Endoscopes	Numéro et type d'endoscope	Type de canal prélevé	Volume injecté par canal en mL	Volume mini de recueil par canal	Numéro de rang du contrôle (2 et 2 bis ou 3 et 3 bis)	Cavité stérile ? Oui ou Non
		Tous canaux		100 mL	1	
		Water Jet		10 mL		
		Air/eau		40 mL		
		Opérateur		40 mL		
		Aspiration		20 mL		

CONTACT (N° de téléphone)

Cadre de santé du PTI (CHMM DZ) : 02 98 75 14 24
Poste du PTI (CHMM DZ) : 02 98 75 15 31 ou 14 31 ou 14 48
Technicien du laboratoire d'Hygiène de Quimper : 02 98 52 60 88 (poste 5224)