



Prélèvement de cryoglobuline

Guide de Bonne Pratique destiné aux IDE des unités de soins

Pour effectuer une recherche de **cryoglobuline**, le sang doit être maintenu à **37°C** :

- Chez un patient à **jeun**, utiliser **impérativement** pour le prélèvement une aiguille et les tubes à 37°C de l'étuve.
- Placer **immédiatement** les tubes prélevés dans la pochette chaude.
- **Expédier rapidement** la pochette **par le transitique**, et rapporter la boîte au centre de prélèvement.
