



TEST A LA L-DOPA

A JEUN et AU REPOS

T – 30 mn GH (rouge ou tube de purge)

T 0 GH (rouge ou tube de purge)

Puis donner la **L.DOPA** :

une gélule de 500 mg si <15 ans

deux gélules de 500 mg si > 15 ans

Les gélules sont préparées à la Pharmacie

T + 60 mn GH (rouge ou tube de purge)

T + 120 mn GH (rouge ou tube de purge)

**DESCENDRE RAPIDEMENT LES TUBES AU LABORATOIRE
A DEFAUT : GARDER AU REFRIGERATEUR**

Noter sur les bons Test à la L.DOPA : dosage GH