



## TEST AU SYNACTHENE RETARD

### A JEUN

BUT : Test de stimulation de la glande surrénale.

**Jour 1 :** Urines : Poser un flacon de 17 Céto-17 OH – CLU = avant le test

**Jour 2 :** Relever le flacon posé la veille  
Reposer un autre = pendant le test

**A 8h** Cortisol (1 tube bouchon jaune)  
Injecter une ampoule de **Synacthène retard** en IM

**A 14 h** Cortisol (1 tube bouchon jaune)

**Jour 3 :** Relever le flacon posé le second jour  
Reposer un autre = Après le test

**A 8h** Cortisol (1 tube bouchon jaune)

**A 14 h** Cortisol (1 tube bouchon jaune)

**Jour 4 :** Relever le flacon posé la veille.