



TEST AU GLUCAGON

A JEUN et AU REPOS

T 0 Glycémie (tube bouchon vert)
 Insulinémie (tube bouchon jaune)
 Peptide C (tube bouchon jaune)

Cortisol (facultatif) (tube bouchon jaune)

Puis injecter une ampoule de 1 mg de **Glucagon** (GLUCAGEN) en IVD

T + 6 mn Glycémie (tube bouchon vert)
 Insulinémie (tube bouchon jaune)
 Peptide C (tube bouchon jaune)

Cortisol (facultatif) (tube bouchon jaune)

Descendre rapidement tous les tubes au laboratoire