



## TEST AU LH RH

But du test : exploration de la fonction hypophyso-gonadique

Conditions Initiales du patient :

A jeun depuis 12 h

Au repos depuis 30 mn

En dehors de la période des règles

Produit et dose administrés :

**0,1 mg / m<sup>2</sup> de RELEFACT**

0,10 mg maximum soit 1 ampoule de RELEFACT

à commander à la Pharmacie de l'hôpital

Déroulement de l'épreuve :

Au repos pendant le test

Garder les **tubes au réfrigérateur** jusqu'à la fin de l'épreuve

**T -15 mn**                      Mise en place d'une perfusion de sérum physiologique isotonique  
FSH et LH (1 tube vert gélosé)

**T 0**                              **Injection IV** lente (1 à 2mn) de **0,1 mg / m<sup>2</sup> de RELEFACT**

**T + 30 mn**                    :      FSH et LH (1 tube vert gélosé)

**T + 60 mn**                    :      FSH et LH (1 tube vert gélosé)

**T + 90 mn**                    :      FSH et LH (1 tube vert gélosé)